

## اندازه گیری فعالیت آنزیم کاتالاز (CAT)

**آنزیم کاتالاز (Catalase):** آنزیم کاتالاز که در بیشتر سلولها یافت می شود و عمدتاً در پراکسیزوم ها وجود دارد. فعالیت کاتالیتیک، فعالیت اصلی این آنزیم بوده و طی آن هیدروژن پروکسید ( $H_2O_2$ ) طبق واکنشی به آب و اکسیژن تجزیه می شود. روشهای مختلفی برای ارزیابی فعالیت کاتالاز وجود دارد. بطور کلاسیک، فعالیت کاتالاز را از روی تغییرات غلظت  $H_2O_2$  در طول موج ۲۴۰ نانومتر ارزیابی می کنند. در این روش، آنزیم کاتالاز موجود در نمونه سرم با تجزیه پراکسید هیدروژن سبب کاهش جذب این ماده در طول موج ۲۴۰ نانومتر می شود و از تفاوت جذب  $\Delta A_{240}$  در واحد زمان، فعالیت آنزیم اندازه گیری می شود.

### مواد مورد نیاز:

- ۱- بافر فسفات (PH=6, 0.05m): مقدار ۱/۵۱ گرم از  $NaH_2PO_4$  و ۱۱۳/۹۶ گرم از  $Na_2H_2P_2O_7 \cdot 12H_2O$  در یک ارلن یک لیتری ریخته و قبل از به حجم رساندن، PH آن را با  $NaOH$  و  $HCL$  تنظیم نمایید.
- ۲- پراکسید هیدروژن (30mM): مقدار ۰/۳۴ میلی لیتر از  $H_2O_2$  ۳٪ را با بافر فسفات به حجم ۱۰۰ میلی لیتر برسانید. (این محلول بایستی تازه تهیه شود)
- ۳- نمونه (سرم، پلاسما، بافت و.....)

### دستور کار آزمایشگاه:

ابتدا در یک کووت مقدار ۲ میلی لیتر نمونه رقیق شده و ۱ میلی لیتر پراکسید هیدروژن را اضافه نمایید. سپس در کووت دیگر (بلانک) مقدار ۲ میلی لیتر نمونه رقیق شده و ۱ میلی لیتر بافر فسفات را اضافه نمایید. جذب نوری هر دو کووت را در دستگاه اسپکتروفتومتر بخوانید و سپس در فرمول زیر قرار دهید.

A1 بعد از ۲۰ ثانیه، A2 بعد از ۲ دقیقه

$$\Delta \hat{A} = A1 - A2$$

$$\Delta \hat{A} \text{ blank} > \Delta \hat{A} \text{ sample}$$

$$\text{Unite/ml} = [\Delta \hat{A} / \text{min}(\text{blank}) - \Delta \hat{A} / \text{min}(\text{sample})] * dx / V(0.5 \text{ml} * 0.0436)$$